




Nouveau produit: FecalSwab™ avec moyen de conservation



Ancien produit: tube pour selles avec
moyen de conservation

Changement de produit: FecalSwab™

L'article no 41a tube pour selles avec moyen de conservation dans un récipient de transport sera désormais remplacé par **FecalSwab™ avec moyen de conservation** de Copan.

Une notice pour le prélèvement sera fournie avec chaque commande.

Les mêmes analyses pourront être effectuées avec le nouveau produit:

- Bactériologie de routine: salmonelle, shigelles, Campylobacter
- E. coli entérovirulent
- Yersinia, Aeromonas, Plesiomonas
- Virus entéropathogènes PCR multiplexe

Conservation

Au réfrigérateur (4 – 6 °C), le prélèvement est stable jusqu'à 72 h.

À température ambiante (18 – 25 °C), le prélèvement est stable jusqu'à 48 h.



Pour toute question, veuillez contacter le service à la clientèle de Medics à **service@medics.ch** ou **031 372 20 02**.

Medics Labor AG
Südbahnhofstrasse 14c
3001 Berne

031 372 20 02
info@medics.ch
www.medics.ch