


Abschaffung der BD Vacutainer® Blutsenkungsröhrchen und BD Seditainer™ Blutentnahmeröhrchen am 1. April 2023

Die **Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit** (BSG) ist ein unspezifischer Screeningtest zum Ausschluss von entzündlichen und malignen Erkrankungen und ein Verlaufsparemeter bei entzündlichen Erkrankungen. Vielfach erfolgt ergänzend oder alternativ die CRP-Bestimmung.

Am **1. April 2023** nimmt der **Hersteller BD** seine Produkte **BD Seditainer™ (Medics Best.-Nr. 503)** und **BD Vacutainer®** Röhrchen mit Trinatriumcitrat-Zusatz **für BSG-Bestimmungen aus dem Sortiment**. Die BSG-Analytik wird bereits jetzt aus EDTA-Vollblut (Medics Best.-Nr. 502) durchgeführt, sodass kein separates Material mehr abgenommen werden muss.

Folgende Tabelle gibt einen Überblick zum benötigten Blutentnahmeröhrchen für EDTA-Vollblut vom Hersteller BD (Medics Best.-Nr. 502) und zu den BSG-Referenzbereichen.

Analyt	Probenröhrchen für BSG von BD		Referenzbereiche (1 h-Wert)	
	EDTA	Citrat (1:5)	Frauen	Männer
Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit (BSG)	 Best.-Nr. 502	 Best.-Nr. 503	bis 50 Jahre	bis 50 Jahre
			< 20 mm/h	< 15 mm/h
			ab 50 Jahre	ab 50 Jahre
			< 30 mm/h	< 20 mm/h

Analyseninformation

Detaillierte Informationen zu dieser Analyse in Bezug auf die Abrechnung, das Material, die Stabilitäten etc. sind auf unserer Webseite unter www.medics.ch/analysenverzeichnis verfügbar.



Bei Fragen steht der Medics Kundendienst unter **kundensupport@medics.ch** und **031 372 20 02** gerne zur Verfügung.

Medics Labor AG
Südbahnhofstrasse 14c
3001 Bern

031 372 20 02
info@medics.ch
www.medics.ch