




Anpassung der Analytik für die Bestimmung der Schilddrüsen-Autoantikörper

Liebe Medics-Kundin, lieber Medics-Kunde

Ab **Montag, dem 18. August 2025**, werden die Schilddrüsen-Autoantikörper anti-TPO und anti-Tg wieder mit der CMIA-Methode auf dem ARCHITECT-System von Abbott durchgeführt.

Mit der Umstellung ändern sich auch die Referenzbereiche der beiden Tests:

- **Anti-TPO** (Thyreoperoxidase-Antikörper): < 5.61 IU/mL
- **Anti-Tg** (Thyreoglobulin-Antikörper): < 4.11 IU/mL

Aufgrund methodenbedingter Unterschiede ist eine Vergleichbarkeit der Resultate mit der vorherigen Methode von Roche im zeitlichen Verlauf nicht gegeben.

Hinweis zu TRAK (TSH-Rezeptor-Antikörper): Hier erfolgt keine Änderung, da dieser Test bereits seit mehreren Jahren auf dem ARCHITECT-System durchgeführt wird.

Bitte berücksichtigen Sie diese Änderungen bei der Interpretation der Befunde.

Analyseninformation

Detaillierte Informationen zu dieser Analyse in Bezug auf die Abrechnung, das Material, die Stabilitäten etc. sind auf unserer Webseite unter www.medics.ch/analysenverzeichnis verfügbar.



Bei Fragen steht der Medics Kundendienst unter **kundensupport@medics.ch** und **031 372 20 02** gerne zur Verfügung.

Medics Labor AG
Südbahnhofstrasse 14c
3001 Bern

031 372 20 02
info@medics.ch
www.medics.ch